



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة تكريت

كلية التربية الاساسية / الشرقاط

الكيمياء التحليلية العملي

الكورس الثاني

المحاضرة الثالثة

مدرس المادة // م.م سارة عبدالله كامل

الجدارة:

أن يكون الطالب قادراً على تنفيذ تجارب معايير الترسيب.

الأهداف:

بعد الانتهاء من هذه الوحدة يكون الطالب قادراً على:

١. تنفيذ معايير الترسيب.
٢. تطبيق الأدلة المختلفة.
٣. استنتاج تركيز المجهول في طريقة موهر، فولهارد و فاجان.

الوقت المتوقع:

ساعتان.


مطلوبات الجدارة:

١. مقرر نظم وتقنيات مختبرية.
٢. مقرر الأمان والسلامة.
٣. مقرر الكيمياء العامة.


التجربة رقم ١: تعيين تركيز محلول كلوريد الصوديوم (طريقة موهر)

١. الخلفية النظرية:

تتفاعل نترات الفضة مع كلوريد الصوديوم طبقاً للمعادلة التالية:



كذلك فإن نترات الفضة تتفاعل مع K_2CrO_4 معطية راسب لا يذوب من كرومات الفضة:




ولكن على الرغم من ذلك فعندما يتواجد CrO_4^{2-} و Cl^- مع بعضهما فسوف يترسب أولاً كلوريد الفضة بفضل انخفاض ذوبانيتها عن ذوبانية كرومات الفضة، لذا فإن Ag_2CrO_4 سوف تترسب بعد الترسيب الكامل لـ Cl^- على هيئة AgCl عند نقطة النهاية عندما يحدث هذا فسوف يلاحظ تكون راسب أحمر بني يدل على نقطة النهاية.

ملاحظة:

هناك شرط يجب أن يستوفى وهو إن وسط المعايرة يجب أن يكون متعادلاً أو قاعدي ضعيف $\text{pH} = 7 - 8$ لأنه في الوسط الحمضي: $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ يتحول إلى CrO_4^{2-} .



. فإن كرومات الفضة تذوب في المحاليل الحمضية بفضل تكوين الكرومات الهيدروجينية:



في الوسط القاعدي تترسب الفضة على هيئة هيدروكسيد كما هو واضح من المعادلة:



٢. الأمان والسلامة:

١. راجع القواعد العامة للسلامة.
٢. الزي المعملية: بالطو، أحذية واقية، نظارات، قفازات.


٣. الأدوات والمواد المستخدمة:

١. سحاحة Burette.
٢. ماصة Pipette.
٣. دورق قياسي (١٠٠ مل) Volumetric flask.
٤. دورق مخروطي Conical flask.
٥. كاسين Beakers.
٦. قمع Funnel.
٧. محلول قياسي من نترات الفضة Silver nitrate AgNO_3 .
٨. محلول كلوريد الصوديوم (مجهول التركيز) Sodium Chloride NaCl .
٩. دليل كرومات البوتاسيوم Potassium Chromate Indicator K_2CrO_4 .

٤. خطوات التجربة:

١. تملأ السحاحة بمحلول نترات الفضة القياسي (معلوم المولارية).
٢. يوضع ١٠ مل من محلول كلوريد الصوديوم في دورق مخروطي بواسطة الماصة و يضاف إليه نصف مل من محلول كرومات البوتاسيوم Potassium Chromate K_2CrO_4 .
٣. تضاف نترات الفضة من السحاحة إلى الدورق بكميات قليلة و يدور بعناية للتأكد من اختلاط المتفاعلين.
٤. يستمر في إضافة نترات الفضة حتى يظهر راسب أحمر أو بني غامض.

٥. يدور الخليط فإذا ذهب اللون الأحمر اضيفت قطرة واحدة من الفترات و يستمر العمل على هذا المنوال حتى يتكون راسب احمر لا يزول برج الدورق.
٦. تؤخذ قراءة السحاحة و تسجل كحجم نهائي.
٧. تكرر التجربة ٣ مرات.



آلية التسحيح