



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة تكريت

كلية التربية الأساسية / الشرجات

الكيمياء التحليلية العملي

الكورس الثاني

المحاضرة الخامسة

مدرس المادة // م.م سارة عبدالله كامل

## التجربة رقم ٢: تعيين تركيز محلول كلوريد الصوديوم (طريقة فاجان)

## ١. الخلفية النظرية:

تعتمد هذه الطريقة على استخدام أدلة الامتزاز (أدلة الامصاص) حيث تمتاز أيونات الدليل عند نقطة النهاية على سطح الراسب و يصاحب عملية الامتزاز تغير في لون الدليل. و من أدلة الامتزاز الشائعة دليل الفلوريسين و دليل اليوسين.

في معايرة أيون الكلوريد بواسطة كاشف الفضة يجذب دليل الفلوريسين (السالب الشحنة) إلى رقيقة  $AgCl: Ag^+$  المشحونة بالشحنة الموجبة (مباشرة بعد نقطة النهاية) مكوناً فلوريسينات الفضة الوردية اللون على سطح رقائق  $AgCl$ .

## ٢. الأمان والسلامة:

١. راجع القواعد العامة للسلامة.

٢. الزي العملي: بالطلو، أحذية واقية، نظارات، قفازات.

## ٣. الأدوات والمواد المستخدمة:

١. سحاحة Burette.

٢. ماصة Pipette.

٣. دورق قياسي (١٠٠ مل) Volumetric flask.

٤. دورق مخروطي Conical flask.

٥. كاسين Beakers - قمع Funnel.

٦. محلول قياسي من نترات الفضة  $AgNO_3$  Silver nitrate.

٧. محلول كلوريد الصوديوم (مجهول التركيز) Sodium Chloride  $NaCl$ .


٨. دكسترين - حمض الخليك Acetic Acid  $CH_3COOH$ .

٩. أسيتات الصوديوم Sodium Acetate  $CH_3COONa$ .

١٠. دليل الفلوريسين.

## ١. خطوات التجربة:

١. تملأ السحاحة بمحلول نترات الفضة القياسي (معلوم المولارية).
٢. يوضع ١٠ مل من محلول كلوريد الصوديوم في دورق مخروطي بواسطة الماصة و يضاف إليه ١ مل من خليط حمض الخليك و خلاص الصوديوم ( ٠.٥ مولار حمض و ٠.٥ مولار ملح الحمض) ثم يضاف ٠.١ جرام من دكسترين.
٣. تضاف نترات الفضة بعناية مع خلط محتويات الدورق بتحريك الدورق في اتجاه دائري و يستمر في إضافة نترات الفضة حتى يتبقى لنقطة التعادل ١ مل، تضاف ٥ قطرات من محلول ثاني كلوريد الفلوريسين (الدليل).
٤. يواصل التعبير حتى يتغير لون الراسب من أبيض إلى وردي فاتح.
٥. تؤخذ قراءة السحاحة و تسجل كحجم نهائي.
٦. تكرر التجربة ٢ مرات و يؤخذ متوسط الحجم.



آلية التسحيح