



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
جامعة تكريت  
كلية التربية الاساسية / الشرقاط

## الكيمياء التحليلية العملي

الكورس الثاني

المحاضرة الرابعة


مدرس المادة // م.م سارة عبدالله كامل

## التجربة رقم (٢) : تعيين تركيز محلول نترات الفضة (طريقة فولهارد)


## ١. الخلفية النظرية:

في هذه الطريقة يستخدم الشب الحديدكي أو نترات الحديدك كدليل في وسط حمضي. لذا فنعندما يضاف محلول الثيوسيانات إلى محلول  $AgNO_3$  الحمض بوجود الشب الحديدكي كدليل (بعبارة أخرى أيونات  $Fe^{3+}$ ) فسوف يحدث التفاعل التالي:

(1)



(2)



حقد حرير

فالتفاعل رقم (1) يجب أن يحدث أولاً لأن المركب الناتج منه أقل ذوباناً من المركب الناتج من التفاعل رقم (2) لذا فإن تكوين معقد ثيوسيانات الحديدك سوف يبدأ حالاً بعد استنفاد  $Ag^+$  من المحلول في هذا الوضع فإن أيون  $Fe^{3+}$  أو الشب الحديدكي يمكن استخدامه لإيجاد نقطة النهاية للمعايرة ما بين أيونات  $Ag^+$  ،  $CNS^-$ .

## ٢. الأمان والسلامة:

١. راجع القواعد العامة للسلامة.
٢. الزي المعملي: بالطو، أحذية واقية، نظارات، قفازات.


## ٣. الأدوات والمواد المستخدمة:

١. سحاحة Burette.
٢. ماصة Pipette.
٣. دورق قياسي (١٠٠ مل) Volumetric flask.
٤. دورق مخروطي Conical flask.
٥. كاسين Beakers - قمع Funnel.
٦. محلول قياسي من نترات الفضة  $AgNO_3$  Silver nitrate.
٧. محلول ثيوسيانات البوتاسيوم  $KSCN$  Potassium Thiocyanate.

١. حمض النتريك المخفف Diluted Sulphuric Acid. ~~سوال~~ ← لصفحة عامة المحلول

### خطوات التجربة:

١. تملأ السحاحة بمحلول ثيوسيانات البوتاسيوم (معلوم التركيز).
٢. يوضع ١٠ مل من محلول نترات الفضة (مجهول التركيز). ~~عش لدورق مختبري~~
٣. يضاف ٢ مل من حمض النتريك المخفف و المعد للتجربة.
٤. يضاف ٢ مل من نترات الحديد الذي يستخدم كدليل و تخلط مكونات الدورق بتدويره بعناية.
٥. يضاف محلول الثيوسيانات من السحاحة إلى الدورق بعناية و بكميات قليلة حتى يبدأ لون المحلول (و هو الذي عديم اللون) في التغير إلى اللون الأحمر.
٦. تؤخذ قراءة السحاحة و تسجل كحجم نهائي.
٧. تعاد التجربة ٢ مرات.



آلية التسحيح