

ب- تعيين معدل ترسيب خلايا الدم الحمراء

B- Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR)

الهدف من التجربة:

تقدير سرعة ترسب كريات الدم الحمراء أو سرعة ترسب الدم. وتعرف بأنها المسافة التي يقطعها سطح خلايا الدم الحمراء بالمليمتر/ ساعة بعيدا عن سطح الدم تحت تأثير الجاذبية الأرضية.

تمهيد:

يعبر معدل ترسيب الكريات الدم الحمراء عبارة عن سمك طبقة البلازما الرائقة (بالمليمتر) فوق خلايا الدم الحمراء المترسبة عند نهاية ساعة وعند نهاية ساعتين. لذا يعبر عنه بوحدة (مليمتر/ ساعة) و (مليمتر/ ساعتين). ويعني هذا أنه كلما قل عدد خلايا الدم الحمراء زاد معدل الترسيب. ويعتمد معدل الترسيب خلايا الدم الحمراء على تركيز بعض البروتينات في البلازما خاصة الفبرينوجين Fibrinogen وألفا وجاما جلوبيين (α , β Globins) ونظرا لأن هذه البروتينات تزيد عند وجود التهابات لذا فإن معدل ترسيب خلايا الدم الحمراء يزيد في مثل هذه الحالة.

تستعمل قيمة الـ (ESR) في التشخيص المبدي واكتشاف المرض عند وجوده ولكنها ليست أداة تشخيصية وإنما أداة لمتابعة علاج بعض الحالات المرضية و أيضاً تدل على وجود بعض الأمراض. تتراوح النسبة الطبيعية عند الرجال من (١٣-٠) مليلتر/ساعة وعند النساء (٢٠-٠) مليلتر/ساعة.

تزيد سرعة ترسب كريات الدم الحمراء في حالات الحمل والدورة الشهرية وفي الحالات المرضية مثل فقر الدم والالتهابات الجرثومية الحادة مثل مرض السل المزمن (T.B) والأمراض الوبائية وأمراض المناعة والروماتيزم، وانخفاض بروتينات البلازما في أمراض السرطان، وتقل قيمته في حالات الأنيميا المنجلية.

فكرة عمل الاختبار:



يتم تقدير معدل ترسيب كريات الدم الحمراء عن طريق وضع عينة دم غير متخثر في وضع عمودي لمدة ساعة مما يؤدي إلى ترسب مكونات الدم وذلك تحت تأثير الجاذبية الأرضية فتترسب كريات الدم الحمراء ذات الكثافة الأكبر في الأسفل وبقاء البلازما في الأعلى وهي التي تقاس لتعبر عن سرعة الترسيب لكريات الدم الحمراء.

تستخدم طريقة ويسترغرين Westergreen Methad لتقدير معدل ترسيب كريات الدم الحمراء بطريقة يدوية (manual) عن طريق أنبوبة مدرجة من (صفر-٣٠٠) تسمى أنبوبة ويسترغرين Westergreen. أو يتم وضع العينة في الأنبوبة ذات اللون الأسود الخاصة بالجهاز ويتم قراءتها تلقائيا بعد ساعة أو ساعتين.

الأدوات المستخدمة في التجربة:

أنابيب قياس سرعه الترسيب

١- عينة دم تكون داخل أنبوبة تحتوي على أسترات الصوديوم

٢- أنبوبة مدرجة من (صفر-٣٠٠) تشبه الماصة في شكلها وتسمى Westergreen خاصة بهذا الاختبار.

٣- حامل لوضع الأنابيب في وضع عمودي.

خطوات إجراء التجربة:

- ١- يتم خلط عينة الدم مع مادة مانع التجلط جيدا.
- ٢- إملأ الأنبوبة المدرجة من (صفر-٣٠٠) بدم غير متجلط (أو يتم غرس أنبوبة ويسترجرين Westergreen في أنبوبة العينة حتى يصل الدم إلى نقطة الصفر).
- ٣- ثبت الأنبوبة في وضعها الراسي واطرها لمدة ساعة أو ساعتين.
- ٤- قس سمك طبقة البلازما الراقئة (بالمليمتر) في نهاية ساعة ثم في نهاية ساعتين، وهي تمثل النتيجة.
- ٥- لاحظ ما يحدث وسجل مشاهداتك.

المشاهدة والاستنتاج:

.....

.....

.....

.....

.....