

## التجربة الخامسة


### فصل البارافينات الاعتيادية عن المتفرعة

المركبات العضوية البارافينية منتشرة انتشاراً واسعاً وخاصة في المقاطع النفطية، وهناك خاصية مهمة تحتويها هذه المركبات وهي الخاصية الايزوميرية حيث ان لعدد معين من ذرات الكربون والهيدروجين اكثر من تركيب فمثلاً للمركب  $C_5H_{12}$  ثلاثة ايزومرات يكون احدها بارافين اعتيادي السلسلة والباقي هي تراكيب متفرعة، ورغم التقارب في خواص هذه الايزومرات لكن يوجد بعض الاختلاف في خواصها.


وكلما ازداد عد ذرات الكربون والهيدروجين (الوزن الجزيئي) ازدادت الايزومرات التي تمثلها الصيغة الكيميائية .

ونظراً للتقارب في خواص هذه الايزومرات الفيزيائية والكيميائية لذلك يصعب فصلها عند وجودها بصورة مختلطة، واعتماداً على الاختلاف في الترتيب الفراغي لهذه الايزومرات هناك طرق عديدة لفصل هذه الايزومرات منها الطريقة الصناعية لفصل المركبات البارافينية المستقيمة السلسلة عن المتفرعة باستخدام طريقة اليوريا مع محفز لعملية الفصل هو الميثانول وتستعمل مذيب مثل الميثيل اثيل كيتون او مثيل سايكلو هكسان مع تحريك هذا الخليط والمزيج الهايدروكربوني الذي يحتوي على كل من البارافينات المستقيمة والمتفرعة ويستمر التحريك لفترة زمنية تتخذ فيها جزيئات اليوريا شكل أنبوب تدخل خلاله مركبات النورمل. وتبقى الايزومرات المتفرعة في وسط التفاعل كما تلاحظ في الأشكال التالية: مركبات.


1- تتخذ جزيئات اليوريا شكل أنبوبة .



2- يتكون شكل أنبوبة من ارتباط عدة جزيئات من اليوريا يسمح بمرور المركبات المستقيمة من خلاله فقط.



3- لا يسمح بمرور المركبات المتفرعة وبذلك تفصل المركبات المتفرعة عن المستقيم.



بعد اتمام التداخل بين المركبات الاعتيادية الموجودة في الخليط مع اليوريا نرشح الخليط حيث يحتوي الراشح على المركبات المتفرعة بينما يحتوي الراسب على المركبات المستقيمة المتداخلة مع اليوريا. ونستطيع استخلاص هذه المركبات بإذابة الراسب في كمية من الماء الساخن حيث تذوب اليوريا وتتفصل المركبات البارافينية على هيئة طبقة عضوية وباستخلاصها عدة مرات نستطيع تعيين كمية المركبات البارافينية مستقيمة.

### طريقة العمل:

وتقسم طريقة العمل الى مرحلتين:

### أ- الفصل Separation

- 1- ضع في ورق مخروطي خليط يتكون من (15 غم) من اليوريا و(2.5) من الميثانول. (2.5) مل من المذيب مثل اثيل كيتون و(5) غم من الخليط الهايدروكاربوني.
- 2- حرك المزيج لمدة نصف ساعة في درجة حرارة 25 م .
- 3- رشح الراسب باستخدام قمع بخنر ثم اغسل الراسب بالمذيب المستخدم (مثل اثيل كيتون) ثلاث مرات.

### ب- التحلل Decomposition

- 1- انقل الراسب الموجود في قمع بخنر الى بيكر يحتوي على (125مل) ماء درجة حرارته 50-60 م وحرك محتويات البيكر الى إن يتم ذوبان اليوريا بالماء تماما.

- 2- انقل محتويات البيكر الى قمع فصل ثم افصل الطبقة العضوية(المواد الهيدروكاربونية) عن الطبقة المائية التي تحتوي على اليوريا الذائبة.
- 3- إذا لم ينفصل كل الهيدروكاربون اعد عملية الاستخلاص مرة ثانية.
- 4- زن النورمل بارافين وعين النسبة المئوية له في المزيج الهيدروكاربوني.