

الكيمياء التناصية العمل

ارشادات عامة

1. افتح لك صدرية اثناء ساعات المختبر لتفتيث يدك من تأثير المواد الكيميائية .
2. كن مرتبًا في عملك ، احفظ المنضدة التي تستغل عليها نظيفة و جافة بقدر الامكان ، امسحها باسفنج رطبة كلما سكب عليها سائل ما وكذلك عند الانتهاء من اجراء التجارب .
3. لا ترم قطعا صلبة او خشنة في حوض المنضدة ,وعند سكب السوائل افتح الصنبوراولا و اسكب السائل عنده .
4. حافظ على الادوات الحديدية من الصدا ، رتب اجهزتك بصورة جميلة وجذابة ،نظفها جميعا بعد الانتهاء من تجاربك .
5. احفظ قناني المواد الكيميائية مقلفة عند عدم استعمالها و عند فتحها امسك السداد بين اصابعك ولا ترمي على المنضدة ثم اغلق القنية بالسداد .
6. عند ادخال انبوب زجاجي داخل سداد من الفلين او المطاط ، اثقب السداد اولا ثم رطبه اذا كان من المطاط خصوصا و امسك الانبوب بقطعة من القماش حتى لا تخرج يدك اذا ما كسر ، و ابتدئ بادخله مع تدويره .
7. عند تسخين دورق او غيره من الاجهزه ، جففه اولا ثم قربه الى لهب المصباح صورة تديجية الى المسافة المطلوبة .
8. تعرف عند وصولك الى المختبر على جميع الاجهزه و الادوات و المواد التي تقدم لك، وتعلم اسماءها ، وقبل مغادرتك المختبر ارجعها الى حالتها الاولى اي مثلما كانت عليه قبل الابداء بالتجارب .
9. في قراءة حجوم السوائل ، اقرأ الخط الموازي للنقرس السفلي لسطح السائل .
10. طالع بدقة قبل دخولك الى المختبر جميع التعليمات و افهمها جيدا ، ثم اتبعها بدقة عند اجراء التجارب و اسأل المدرس عند النقاط الغامضة .
11. النظام والهدوء ضروريان في المختبر . افهم اولا الخطة والغاية من التجربة ثم ابدأ بالعمل

المقدمة: تحضير المعدات الكيميائية التناصية

العناصر الانتقالية .

توجد ثلاثة دورات من العناصر الانتقالية، وفي كل منها يوجد 10 عناصر ، وكذلك توجد دورة رابعة من العناصر الانتقالية تبدا بالاكتينيوم . سميت بالعناصر الانتقالية لأن صفاتها تتدرج بين صفات العناصر ذات الغلاف الخارجي s وصفات العناصر ذات الغلاف الخارجي p ويكون اوربيتالات الغلاف الثانوي d فيها غير مشبع

وهذا له تأثير كبير على خواص هذه العناصر. ان اضافة الالكترونات الى الاوربيتال $d3$ لاتتم بصورة منتظمة فهناك اختلاف في التوزيع الالكتروني لذرة عنصر $Cr24$ و $uC29$ والسبب لانه اذا كانت الاوربيتالات نصف ممتلئة او ممتلئة تماما تكون اكثر استقرار. تتعدد حالات الاكسدة للعناصر الانتقالية والسبب في ذلك يعود الى عدد الالكترونات في الاغلفة الخارجية لذرة ذلك العنصر فتفقد الالكترونات الموجودة في ns او n او $n-1$ ثم تبدا بفقدان الالكترونات (d) او ان تشترك بها واحد بعد الاخر من الالكترون الاخير الموجود فيه على ان لايزيد عدد

الالكترونات على خمسة . تمتاز ذرات العناصر الانتقالية او ايوناتها بامتلاكها اوربيتالات فارغة لها القابلية على تقبل زوج الالكترونات غير المشترك في تكوين او اصر من الجزيئات المستقطبة او الايونات التي لها شحنة معاكسة لايون العنصر الانتقالى لتكون مركب تناصي .

المركب المعدن التناصي:

يتكون من ذرة او ايون فلز مركزي مرتبط او (متاصل) باوامر تناصية مع عدد من الايونات المعاكسة له بالشحنة او مع عدد من المجاميع عديمة الشحنة (مستقطبة) تسمى مجاميع تناصية او ليكند وتنتمي هذه الليكندات حول العنصر الانتقالى باوامر تناصية وبشكل هندسى منظم.

أنواع المعدات التناصية

1. مركب معدن يعطى عند تايته معدن موجب الشحنة مثل : $[Ni(NH_3)_6]^{2+}$

2. مركب معدن متوازن لا يتاين مثل: $Ni(DMG)_2$

3. مركب معدن يعطى عند تايته معدن سالب الشحنة مثل : $[Al(C_2O_4)_3]^{3-}$

س: كيف يتم تشخيص المعقادات الذي يتم تحضيرها؟

1- درجة الانصهار m.p

2- الاشعة تحت الحمراء IR

3- اللون Color

4- حبيبات الاشعة السينية X-ray

5- الرنين النووي المغناطيسي nmr

6- الاشعة فوق بنفسجية UV

7- التحليل الدقيق للعناصر C.H.N

تجربة رقم (1) :-

تحضير كبريتات الماء رباعي امين نهاس (1)

الهدف من التجربة :

1- ان يتعرف الطالب على قواعد تحضير المعقادات

2- ان يقوم الطالب بتحضير المعدن ويرسم الشكل التركيبى له

3- اكساب الطالب مهارة حساب النسبة المئوية للتواتج

نظريّة التجربة :-

المركبات المعقادة ناتجة من اتحاد بين (عنصر انتقالى + ليكائد) والليكائدات اما ذرات او ايونات تحتوى زوج واحد او اثنتين له القدرة ان يعطيه الى اوربيات الفلز الفارغة وتنقسم الليكائدات الى احادية السن او ثنائية السن او متعددة السن فالحادية هي التي تمتلك زوج الكترونى لتكوين اصارة واحدة مع ذرة الفلز الانتقالى المركزية ، اما الثنائية السن في التي تمتلك موقعان للارتباط يحمل شحنات.

وهناك قواعد لتحضير ودراسة المعقادات :

1- تحديد الفلز الانتقالى

2- تحديد الليكائد

3- تحديد الصيغة الكيميائية

4- اختيار مواد التفاعل



وللنحاس مدى واسع من الكيمياء الفارغية وهي الرباعي والخمساني والسادسي التناسق وللمركبات ثمانية السطوح المشوهة عزوم مغناطيسية مع وفروة عزم البرم فقط بحدود 1.92 BM . يتكون الايون الازرق

$[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{+2}$ باذابة املاح النحاس مع وفر من الماء ، ويمكن حدوث عملية استبدال للايون المعقد المذكور باليكандات مضافة مما يعطي عددا كبيرا من المركبات التناسقية مع الامونيا تستمر عملية الاستبدال حتى تكون المعقد $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})_2]^{+2}$ وبالطريقة نفسها تكون ليكандات ثنائية السن مثل (en) معقدات زرقاء اللون من النوع $[\text{Cu}(\text{en})_2(\text{H}_2\text{O})_2]^{+2}$


ولايتم الاستبدال الكامل الا في مذيبات غير مائية وهذه معقدات ثمانية السطوح .

اما مع ايونات الكلوريد والبروميد فيتحولون الى اصفر بنى على التوالى ويكون الايون $[\text{CuX}_4]^{-2}$ حيث $\text{X}=\text{Br}, \text{Cl}$ وهذا المعقد يمكن ترسيبه مع ايون الامونيوم على شكل معقد مربع مستوي .

معادلة التفاعل :-



تهجين المعقد هو $d\text{sp}^2$ [Cu(NH₃)₄]SO₄.H₂O الشكل المثلثي مربع مستوي والصفة المغناطيسية بارا مغناطيسين .



طريقة العمل

- 1- يذاب 1.5 غم من كبريتات النحاس المائية في خليط مكون من 2.5 امونيا + 1.5 ماء مقطر ويحرك محلول 5 دقائق.
- 2- يضاف الى محلول الازرق 2.5 مل كحول اثيلي وبصورة تدريجية ثم يترك الخليط بدرجة حرارة الغرفة لمدة 40 دقيقة.
- 3- يبرد محلول في حمام ثلجي ثم ترشح البلورات.
- 4- يجفف الراسب ونحسب النسبة المئوية

الحسابات

$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$	$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$
الوزن	الوزن
الوزن الجزيئي	الوزن الجزيئي

$$\text{النسبة المئوية} = (\frac{\text{الوزن العملي}}{\text{الوزن النظري}}) \times 100$$

اسئلة للمناقشة

- 1- هل يصنف Cu ضمن عناصر السلسلة الانتقالية مع العلم ان الغلاف d مشبع
- 2- ما هو شكل وتهجين المعقد المتكون
- 3- بين سبب اضافة الكحول الايثيلي؟؟
- 4- هل محلول موصل للكهرباء ولماذا؟
- 5- ما هو لون المعقد المتكون؟

